

RECUEIL DES URINES DE 24 HEURES

ATTENTION : Il est nécessaire de disposer de la totalité des urines (veiller à fermer hermétiquement les flacons de recueil).

⌘ INTÉRÊT :

Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaires. Pendant la durée du recueil le(s) flacon(s) doivent être conservé(s) au frais.

⌘ PRÉCONISATIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT :

- Se procurer un flacon de 24H ou à défaut des bouteilles d'eau minérales vides.

Au lever :

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
- Noter sur le(s) flacon(s) : Nom, Prénom, date et heure de départ du recueil

Pendant 24 heures :

- Recueillir la totalité des urines dans le flacon jusqu'à l'heure indiquée au départ.

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les plus brefs délais.
(Conservation à 2-8 °C)

⌘ CAS PARTICULIERS :

Sérotonine, 5HIA urinaire : éviter dans les 48 heures précédant le dosage, la consommation de banane, chocolat, fruits secs, agrumes, avocat, tomate.

Hydroxyprolinurie : éviter la consommation de viande et de gelée ou gélatine dans les 48 heures précédant le dosage.

Porphyries urinaires : éviter la consommation de légumes verts et de viande rouge saignante dans les 72 heures précédant le dosage.

Métanéphrines, normétanéphrines : éviter la consommation de banane, chocolat, agrumes, thé, café.

Acide Homovanilique (HVA), acide vanyl mandélique (VMA) : éviter la consommation de banane, vanille, thé, café, chocolat dans les 48 heures précédant le dosage.