



Laboratoire d'analyses médicales

**BIOUEST**

## RECUEIL D'URINES POUR UN COMPTE D'ADDIS HÉMATIES-LEUCOCYTES PAR MINUTE (HLM)

### ⌘ INTÉRÊT :

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines. Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 h.

### ⌘ PRÉCONISATIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT :

3 heures avant le lever habituel :

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
- Boire un grand verre d'eau (1/4 de litre)
- Noter la date et l'heure sur le flacon fourni
- Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.

3 heures après (le plus exactement possible) :

- Vider complètement la vessie dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines
- Noter l'heure sur le flacon.

Identifier le flacon avec le nom et prénom du patient.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les 3h.

Nb : Chez la femme, l'analyse doit être effectuée en dehors de la période des règles.